

电源:



C/L® 泵订购信息

转速 (rpm)	速度控制 (可重复性)	通道数目	辊轴数目	双向电机	IP防护等级	尺寸—1/4 DIN (长x宽x高)	电源		目录号	单价
							VAC, Hz	安培		
A. C/L 紧凑型单通道泵										
1.7 ~ 10	±5%	1	4	是	IP22	7" x 3 3/4" x 3 1/2" (17.8 x 9.5 x 8.9 cm)	90 ~ 260, 50/60	110 mA(115 VAC时)	ZD-77122-04	
							12 VDC†	—	ZD-77122-06	
13 ~ 80							90 ~ 260, 50/60	175 mA(115 VAC时)	ZD-77122-14	
							12 VDC†	—	ZD-77122-16	
50 ~ 300							90 ~ 260, 50/60	400 mA(115 VAC时)	ZD-77122-24	
							12 VDC†	—	ZD-77122-26	
B. C/L 紧凑型双通道泵										
1 ~ 6	±5%	2	6	是	IP22	7 1/2" x 3 3/4" x 3 1/2" (19 x 9.5 x 8.9 cm)	90 ~ 260, 50/60	110 mA(115 VAC时)	ZD-77120-32	
							12 VDC†	—	ZD-77120-52	
10 ~ 60							90 ~ 260, 50/60	175 mA(115 VAC时)	ZD-77120-42	
							12 VDC†	—	ZD-77120-62	


†12 VDC 型产品不配备电源。

ZD-77120-03 面板安装架。一套2个

ZD-77200-07 替换电源, 100-240 VAC, 适用于 77122-24型泵

ZD-77120-11 替换电源,

100-240 VAC,适用于 77122-04, -14; 77120-32 和 -42型泵



请订购 77120-03 支架
用于将C/L泵® 安装至设
备架上。

微孔泵管订购信息

泵管材质	描述	泵管内径 (mm)							
		0.19	0.25	0.51	0.89	1.14	1.42	2.06	2.79
Tygon® E-Lab	符合USP Class VI, FDA, EU 食品级, NSF-51, REACH, RoHS, ADFC	ZD-06460-10	ZD-06460-12	ZD-06460-18	ZD-06460-26	ZD-06460-30	ZD-06460-34	ZD-06460-42	ZD-06460-48
	抗老化, 抗氧化, 低透气性	100 ft (30.4 m)/包							
硅胶, 铂处理	符合 USP Class V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADFC	—	—	ZD-95590-18	ZD-95590-26	ZD-95590-30	ZD-95590-34	ZD-95590-42	ZD-95590-48
	低蛋白质粘连, 防霉, 不含邻苯二甲酸盐和乳胶	—	—	50 ft (15.2 m)/包					
硅胶, 过氧化物处理	符合 USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADFC	—	—	—	ZD-07625-26	ZD-07625-30	ZD-07625-34	ZD-07625-42	ZD-07625-48
	优良的物理压缩能力	—	—	—	50 ft (15.2 m)/包				
PharMed® BPT	符合USP Class VI, EP, FDA, NSF-51, REACH, RoHS	—	ZD-95809-12	ZD-95809-18	ZD-95809-26	ZD-95809-30	ZD-95809-34	ZD-95809-42	ZD-95809-48
	超过10,000 小时的使用寿命	—	100 ft (30.4 m)						
Tygon E-LFL (长挠曲寿命)	符合 USP Class VI, EP, FDA, EU 食品级, REACH, RoHS, ADFC	ZD-06449-10	ZD-06449-12	ZD-06449-18	ZD-06449-26	ZD-06449-30	ZD-06449-34	ZD-06449-42	ZD-06449-48
	在Tygon 材质中使用寿命最长; 良好的耐化学性	100 ft (30.4 m)							
Viton®	符合FDA, ADFC	—	—	—	ZD-97632-26	ZD-97632-30	ZD-97632-34	ZD-97632-42	ZD-97632-48
	出色的化学相容性	—	—	—	50 ft (15.2 m)/包				
Puri-Flex™	符合 USP Class VI, FDA, REACH, RoHS, ADFC	ZD-96418-10	ZD-96418-12	ZD-96418-18	ZD-96418-26	ZD-96418-30	ZD-96418-34	ZD-96418-42	ZD-96418-48
	可热封和焊接, 经济实惠	50 ft (15.2 m)/包							
C-Flex®	符合 USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADFC	ZD-95718-10	ZD-95718-12	ZD-95718-18	ZD-95718-26	ZD-95718-30	ZD-95718-34	ZD-95718-42	ZD-95718-48
	可热封和焊接, 经济实惠	50 ft (15.2 m)/包							
溶剂/烃类	耐臭氧和紫外线辐射—不会破裂、膨胀或硬化	ZD-95712-10	ZD-95712-12	ZD-95712-18	ZD-95712-26	ZD-95712-30	ZD-95712-34	ZD-95712-42	ZD-95712-48
	透明黄色	50 ft (15.2 m)/包							
	温度范围: -50 ~ 74°C (-58 ~ 165°F)								