


L/S® 精密泵管

确保您的 Masterflex 泵达到最佳性能

- 定制挤压成型，可与 Masterflex 泵精确匹配
- 专为蠕动泵应用设计，具有超长使用寿命

泵管尺寸	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18
内径	0.8 mm (0.03")	1.6 mm (0.06")	3.1 mm (0.12")	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")
软管倒刺尺寸	1.6 mm (1/16")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值)†	0.06 ~ 36 mL/min	0.21 ~ 130 mL/min	0.8 ~ 480 mL/min	1.7 ~ 1000 mL/min	2.8 ~ 1700 mL/min	3.8 ~ 2300 mL/min

泵管材质	描述	可兼容泵头						
硅胶管 (铂处理)	— 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酞酸盐和乳胶 — 适用于较宽的温度范围	✓ 标准型 ✓ Easy-Load® ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96410-13	ZD-96410-14	ZD-96410-16	ZD-96410-25	ZD-96410-17	ZD-96410-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
硅胶管 (过氧化物处理)	— 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 优良的物理压缩能力 — 经济实惠，长使用寿命	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96400-13	ZD-96400-14	ZD-96400-16	ZD-96400-25	ZD-96400-17	ZD-96400-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm 硅胶管 (铂处理)	— 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 低吸收；出色的生物相容性 — 低浸出；防风化，耐臭氧，抗电晕和辐射	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96420-13	ZD-96420-14	ZD-96420-16	ZD-96420-25	ZD-96420-17	ZD-96420-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
BioPharm Plus 硅胶管 (铂处理)	— 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 超光滑内壁—可最大程度减少颗粒附着 — 低浸出—非常适用于实验室、生物技术和医药应用场合	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96440-13	ZD-96440-14	ZD-96440-16	ZD-96440-25	ZD-96440-17	ZD-96440-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
Puri-Flex™	— 符合 USP Class VI、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 可热封和焊接，经济实惠 — 使用寿命远比硅胶管或其它TPE泵管长	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96419-13	ZD-96419-14	ZD-96419-16	ZD-96419-25	ZD-96419-17	ZD-96419-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® 泵管	— 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 可热封和焊接，经济实惠 — 更加耐pH波动	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06424-13	ZD-06424-14	ZD-06424-16	ZD-06424-25	ZD-06424-17	ZD-06424-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
C-Flex® ULTRA 泵管	— 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 — 最长使用寿命 (相比任何 C-Flex 材质) — 最低剥落，更少残渣	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	—	ZD-06434-14	ZD-06434-16	ZD-06434-25	ZD-06434-17	ZD-06434-18
			—	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharMed® BPT 泵管	— 符合 USP Class VI、EP、FDA、NSF、REACH、RoHS 的要求 — 使用寿命超过 10,000 小时；可热封和焊接 — 组织和细胞培养的最佳选择	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06508-13	ZD-06508-14	ZD-06508-16	ZD-06508-25	ZD-06508-17	ZD-06508-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
PharmaPure® 泵管	— 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS 的要求 — 无毒，无血溶性，具有生物相容性 — 高压条件下仍具有较长使用寿命；极低剥落	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06435-13	ZD-06435-14	ZD-06435-16	ZD-06435-25	ZD-06435-17	ZD-06435-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包

†根据以下条件决定：采用 1 - 600 rpm 转速的驱动器；入口处 0 psi，出口处 0.5 psi，水温 22°C (72°F)。

台式切管器

钢刀片，可以正确角度切割多种尺寸的 Masterflex 泵管：

C/L® 2.06 mm, 2.79 mm 外径

L/S® 尺寸 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 35, 36

I/P® 尺寸 26, 73

ZD-06438-10 台式切管器



泵管尺寸	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18
内径	0.8 mm (0.03")	1.6 mm (0.06")	3.1 mm (0.12")	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")
软管倒刺尺寸	1.6 mm (1/16")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值) †	0.06 ~ 36 mL/min	0.21 ~ 130 mL/min	0.8 ~ 480 mL/min	1.7 ~ 1000 mL/min	2.8 ~ 1700 mL/min	3.8 ~ 2300 mL/min

泵管材质	描述	兼容泵头						
Chem-Duranc® Bio泵管 	- 符合：USP Class VI、FDA、REACH、RoHS 的要求 - 极佳的化学相容性和生物相容性 - 高压条件下寿命非常长且持久耐用	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06442-13	ZD-06442-14	ZD-06442-16	ZD-06442-25	ZD-06442-17	ZD-06442-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Solve-Flex® 泵管 	- 符合 USP Class VI 标准 - 出色的耐化学性，尤其当有溶剂时 - 低剥落 - 含氟聚合物内衬泵管	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	—	—	—	—	ZD-96446-17	—
							3.6 m (12 ft)/包	
Tygon® E-LFL泵管 	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、EU 食品、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 在所有 Tygon 泵管中的使用寿命最长 - 出色的耐化学性	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06440-13	ZD-06440-14	ZD-06440-16	ZD-06440-25	ZD-06440-17	ZD-06440-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
Tygon E-食品级管 (B-44-4X) 	- 符合 FDA、EU 食品、NSF、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 内壁光滑，不受常规消毒剂影响 - 无毒；不会影响食品的味道或气味	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06418-13	ZD-06418-14	ZD-06418-16	ZD-06418-25	ZD-06418-17	ZD-06418-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon E-Lab 泵管 (E-3603) 	- 符合 USP Class VI、FDA、EU 食品、NSF、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 是常规流体传输应用的理想选择 - 抗老化、抗氧化，低透气性	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06509-13	ZD-06509-14	ZD-06509-16	ZD-06509-25	ZD-06509-17	ZD-06509-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon 燃料和润滑油管 (F-4040-A) 	- 符合 REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 尤其适用于传输烃类、石油类产品和馏出物 - 低透气性	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06401-13	ZD-06401-14	ZD-06401-16	ZD-06401-25	ZD-06401-17	ZD-06401-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Tygon 化学品用管 (2001) 	- 符合 FDA 21 CFR 175.300、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 在所有 Tygon 泵管中的耐化学性最佳 - 低透气性，无增塑剂	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06475-13	ZD-06475-14	ZD-06475-16	ZD-06475-25	ZD-06475-17	ZD-06475-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Norprene® 泵管 (A-60 G) 	- 符合 NSF、REACH、RoHS 的要求 - 泵管使用寿命长达 10,000 小时 - 非常适合压力或真空条件使用	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06404-13	ZD-06404-14	ZD-06404-16	ZD-06404-25	ZD-06404-17	ZD-06404-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Norprene 食品级管 (A 60 F) 	- 符合 FDA、3A、NSF、REACH、RoHS 的要求 - 是高温食品应用的理想选择 - 耐热、臭氧、酸和碱	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06402-13	ZD-06402-14	ZD-06402-16	ZD-06402-25	ZD-06402-17	ZD-06402-18
			15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
Viton® 泵管 	- 符合 FDA、ADCF 的要求 - 非常适用于要求 FDA 和化学相容性应用 - 可耐受高温腐蚀、溶剂和油品	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load III ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96412-13	ZD-96412-14	ZD-96412-16	ZD-96412-25	ZD-96412-17	ZD-96412-18
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包

L/S® 高效精密泵管 与精密泵管相比，管壁更厚。

— 是涉及高压、吸升力、输送粘性流体或需要较长泵管寿命的各项应用的最佳选择。

— 是涉及高压、吸力、输送粘性流体或需要较长泵管寿命的各项应用的最佳选择。			泵管尺寸	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
			内径	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")	9.7 mm (0.38")
			软管倒刺尺寸	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
			流速范围 (近似值) †	1.7 ~ 1000 mL/min (1.8 ~ 1100 mL/min)	2.8 ~ 1700 mL/min (3.0 ~ 1800 mL/min)	3.8 ~ 2300 mL/min (4.3 ~ 2600 mL/min)	4.8 ~ 2900 mL/min (5.8 ~ 3400 mL/min)
泵管材质	描述	兼容泵头					
硅胶 (铂处理)	- 符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 低蛋白质粘连、抗霉菌、不含酞酸盐和乳胶 - 适用于较宽温度范围	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96410-15	ZD-96410-24	ZD-96410-35	ZD-96410-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
硅胶 (过氧化物处理)	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 优良的物理压缩能力 - 经济实惠，长使用寿命	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96400-15	ZD-96400-24	ZD-96400-35	ZD-96400-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
BioPharm 硅胶管 (铂处理)	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 低吸收；出色的生物相容性 - 低浸出；防风化，耐臭氧，抗电晕和辐射	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96420-15	ZD-96420-24	ZD-96420-35	ZD-96420-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
BioPharm Plus 硅胶管 (铂处理)	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 超光滑内壁—可最大程度减少颗粒附着 - 低浸出—非常适用于实验室、生物科技和医药应用场合	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96440-15	ZD-96440-24	ZD-96440-35	ZD-96440-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
Puri-Flex™ 泵管	- 符合 USP Class VI、FDA、3A、REACH、RoHS、ADCF 的要求。 - 可热封和焊接，经济实惠。 - 使用寿命远比硅胶管或其它 TPE 泵管长。	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96419-15	ZD-96419-24	ZD-96419-35	ZD-96419-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
C-Flex® 泵管	- 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求。 - 可热封和焊接，经济实惠。 - 更加抗 pH 波动。	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06424-15	ZD-06424-24	ZD-06424-35	ZD-06424-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
C-Flex® ULTRA 泵管 新	- 符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS、ADCF 的要求 - 最长使用寿命（相比任何 C-Flex 材质） - 最低剥落，更少残渣	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06434-15	ZD-06434-24	ZD-06434-35	ZD-06434-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
PharMed® BPT 泵管	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、NSF、REACH、RoHS 的要求 - 超过 10,000 小时泵管寿命；可热封和焊接 - 组织和细胞培养的最佳选择	✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06508-15	ZD-06508-24	ZD-06508-35	ZD-06508-36	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	
PharmaPure® 泵管	- 符合 USP Class VI、EP、FDA、REACH、RoHS 的要求 - 无毒，无血溶性，具有生物相容性 - 高压条件下仍具有较长使用寿命；极低剥落	✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06435-15	ZD-06435-24	—	—	
			7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	—	—	

†括号中的数值为采用高效泵头时测得的数值。根据以下条件确定流速范围：采用 1 - 600 rpm 转速的驱动器；入口 0 psi，出口 0.5 psi，水温 22°C (72°F)。

请稍等！不要忘记……

考虑选择接头来完成连接。有关更多信息，请参见第312-353页。



泵管尺寸	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
内径	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")	9.7 mm (0.38")
软管倒刺尺寸	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
流速范围 (近似值) †	1.7 ~ 1000 mL/min (1.8 ~ 1100 mL/min)	2.8 ~ 1700 mL/min (3.0 ~ 1800 mL/min)	3.8 ~ 2300 mL/min (4.3 ~ 2600 mL/min)	4.8 ~ 2900 mL/min (5.8 ~ 3400 mL/min)
兼容泵头				
✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06442-15	ZD-06442-24	ZD-06442-35	ZD-06442-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	—	ZD-96446-24	—	—
		3.6 m (12 ft)/包		
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06440-15	ZD-06440-24	ZD-06440-35	ZD-06440-36
	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06418-15	ZD-06418-24	ZD-06418-35	ZD-06418-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06509-15	ZD-06509-24	ZD-06509-35	ZD-06509-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06401-15	ZD-06401-24	ZD-06401-35	ZD-06401-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II	ZD-06475-15	ZD-06475-24	—	—
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	—	—
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06404-15	ZD-06404-24	ZD-06404-35	ZD-06404-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-06402-15	ZD-06402-24	ZD-06402-35	ZD-06402-36
	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包	15.2 m (50 ft)/包
✓ 标准型 ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ 多通道卡盘式	ZD-96412-15	ZD-96412-24	ZD-96412-35	ZD-96412-36
	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包	7.6 m (25 ft)/包